

FICHE TECHNIQUE

XXVF00S

Dispositif pour réaliser un frottis sanguin Diff-Safe®

CODE ARTICLE : 004915

DATE D'EDITION : 29/01/2018 10:51:36



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

XXVF00S

Désignation

Dispositif pour réaliser un frottis sanguin Diff-Safe®

Application

- Réalisation de frottis sanguins en système clos
- Prélever de façon sécuritaire au travers des bouchons des tubes à prélèvement sous vide une goutte de sang

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

10000

FICHE TECHNIQUE

XXVF00S

Dispositif pour réaliser un frottis sanguin Diff-Safe®

CODE ARTICLE : 004915

DATE D'EDITION : 29/01/2018 10:51:36

Minimum de vente (nombre de pièces) 1000

Descriptif du produit

Matière	- Base en acétal - Pointe en acier inoxydable type AISI 304
Mode d'utilisation	1. Insérer l'extrémité pointue de l'embout perce-bouchon, à travers le bouchon du tube à prélèvement 2. Retourner le tube et maintenir l'embout au contact d'une lame jusqu'à ce qu'une goutte de sang se dépose sur la lame
Niveau de stérilité	Non stérile
A usage unique	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	ALPHA SCIENTIFIC CORPORATION
Référence du fournisseur	XX-VF00S
Pays d'origine	ETATS-UNIS