

IVD Dispositif médical de diagnostic in vitro – Réservé à un usage professionnel



Jarre pour anaérobiose

Jarre pour anaérobiose

Cat. No. 1.16387.0001

Voir aussi les indications générales d'utilisation

Dangers et précautions voir www.merckmillipore.com

Principe

Méthode microbiologique.

Mode d'action

pour la culture des microorganismes anaérobies et micro aérophiles dans des conditions atmosphériques définies:

- avec Anaerocult® A (Cat.No. 13829) et Anaerotest® (Cat.No. 15112) pour la culture des microorganismes anaérobies
- avec Anaerocult® C (Cat.No. 16275) pour la culture des microorganismes micro aérophiles.

Procédure expérimentale

Le jarre pour anaérobiose doit utiliser le support plaques, Cat.No. 107040 (pouvant contenir jusqu'à 12 boîtes de Pétri).

