



INFECTION OSTÉO-ARTICULAIRE

Notre solution innovante,
à usage unique et prête à l'emploi !



- ◆ Parce que le diagnostic microbiologique est l'élément primordial d'une bonne prise en charge thérapeutique,
- ◆ Parce que le prélèvement ostéo-articulaire est précieux,
- ◆ Parce que le risque de contamination est réel.

FLACON STÉRILE

pour disperseur IKA® ULTRA-TURRAX® Tube Drive

- ◆ Flacon en polypropylène transparent
- ◆ Gradué de 5 à 15 ml
- ◆ 10 billes en acier inoxydable
- ◆ Stérile R (SAL 10⁻⁶)
- ◆ Non-cytotoxique
- ◆ Test de biocompatibilité
- ✓ Diminution du risque de contamination
- ✓ Gain de temps : remplace le mortier et le pilon
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ Broyage efficace
- ✓ Prélèvement direct en bloc opératoire possible
- ✓ Traçabilité du bloc opératoire jusqu'à la conservation



Étiquette détachable



Cape avec joint : étanchéité parfaite

unique sur le marché



DOCUTX 10/2017



LABELIANS
Groupe CML-ID

AVEC EAU


- ◆ 2ml d'eau qualité biologie moléculaire :
Analyses moléculaires complémentaires possibles
- ◆ Pour tissus et fragments osseux de petite taille

Emballage	Réf.	Condt (carton de...)	Condt mini de vente
Double unitaire pelable	UTX001	100	50



Double emballage unitaire pour un prélèvement direct au bloc opératoire

- ◆ Pas d'ouvertures multiples du flacon



SANS EAU

2 versions **sans eau** : avec **simple** ou **double** emballage unitaire pelable

- ◆ Pour échantillons **liquides** (ex : *liquide synovial*)
- ◆ Quand l'ajout d'un **milieu de transport** est nécessaire
- ◆ Permet d'adapter le volume d'eau à la taille du prélèvement

Emballage	Réf.	Condt (carton de...)	Condt mini de vente
Double unitaire pelable	UTXPH2	100	100
Simple unitaire pelable	UTXPH1	150	150

Compatibles avec le disperseur
IKA® ULTRA-TURRAX® Tube Drive



0800 970 724 Service & appel gratuits

LABELIANS
Groupe CML-ID

SERVICE CLIENTS :
Email : serviceclient@labelians.fr

SERVICE CLIENTS NEMOURS
Enseignement, hospitaliers, industrie,
laboratoires vétérinaires, Recherche...

1, rue des Palis
77140 NEMOURS
Fax : 01 64 78 14 69

SERVICE CLIENTS PUSIGNAN
Laboratoires d'anatomo-pathologie privés,
LBM privés, professions libérales

ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex
Fax : 04 72 22 43 28

SERVICE MAINTENANCE & MÉTROLOGIE :
Email : hotlinesav@labelians.fr

ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex
Fax : 04 72 22 43 13