

PARAFFINE POUR HISTOLOGIE



Point de
fusion
52-54°C

Réf. PARALOW

Paraffine sans additif,
fortement purifiée,
avec point de fusion bas

Recommandée pour les travaux à basse température ou lorsque le tissu est délicat

Faible viscosité pour une infiltration tissulaire plus facile et plus rapide

Facilite la coupe et Minimise les distorsions de tissus et favorise ainsi l'observation au microscope

Point de
fusion
54-57°C

Réf. PARAPOLY

Paraffine additionnée d'un polymère plastifiant pour obtenir un haut niveau d'élasticité et de résistance à la traction

Permet d'obtenir des coupes de qualité, précises, avec un retrait minimal dans le bloc :

Aucune déchirure, fissuration ou expansion pour un résultat parfait à chaque coupe

2 conditionnements pour s'adapter aux besoins du laboratoire (1 et 5 kg)

Point de
fusion
54-57°C

Réf. PARADMSO

Paraffine "fine coupe" purifiée et filtrée, enrichie en polymères plastifiant et additionnée de DMSO

Recommandée pour les échantillons de tissus plus gros ou lorsqu'une infiltration améliorée est nécessaire

Pénétration plus rapide des tissus

Caractéristiques de conservation performantes

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

www.labelians.fr



LABELIANS
Groupe CML-ID