

MISE EN SERVICE

Enceintes thermostatiques, centrifugeuses,
enceintes de confinement



MISE EN
SERVICE



ETALONNAGE



CONTRÔLE



Faire confiance à LABELIANS smart service c'est avoir
l'assurance

- ◆ d'avoir un **interlocuteur unique** pour le suivi de votre parc matériel
- ◆ de **compétences multimarques et multi produits** portée par une équipe de 10 professionnels à votre service

NOTRE OBJECTIF

Assurer une mise en fonctionnement complète et conforme de l'équipement, en fonction de votre demande, et notamment:

- Vérifier la complétude de la livraison (appareil, accessoires, notices,...)
- Vérifier le branchement, l'environnement et l'implantation de l'appareil
- Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil au démarrage
- Paramétrer l'appareil, notamment pour les réglages d'alarmes spécifiques
- Contrôler les aspects sécuritaires de l'équipement
- Former le personnel utilisateur au bon fonctionnement et à l'entretien
- Effectuer des vérifications métrologiques, selon le type d'appareil et à votre demande

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

—labelians.fr



LABELIANS

smart service

DOMAINE

Les mises en service sont réalisées exclusivement sur les gammes d'équipements commercialisées par LABELIANS bioleader design, ce qui garantit la bonne maîtrise des appareils installés. Les vérifications métrologiques sont faites à votre demande, et selon vos besoins

PRE REQUIS

Préalablement à la mise en service :

- L'équipement devra être livré et installé à son emplacement d'utilisation
- Tous les raccordements doivent être opérationnels
- Selon le type de prestation, le client devra fournir le tableau récapitulatif de ses besoins correspondant à son exigence de criticité

La présence d'un utilisateur référent est nécessaire pour mettre en place les bons paramétrages (notamment d'alarmes) et assurer une prise en main conforme et en toute sécurité de l'appareil.

- Pour les hottes chimiques, les filtres et préfiltres devront être livrés avant l'intervention du technicien.

DEROULEMENT

Après installation de l'appareil, les opérations suivantes sont systématiquement effectuées :

- Vérification de la complétude de la livraison (appareil, accessoires, notices,...)
- Vérification de l'implantation et de l'environnement de l'appareil en fonction des recommandations du fabricant
- Vérification de la conformité du branchement
- Démarrage de l'appareil et tests de bon fonctionnement (fonctions principales)
- Paramétrages de l'appareil selon les besoins et réglages des alarmes
- Contrôle de sécurité de l'équipement
- Formation du personnel utilisateur au bon fonctionnement et à l'entretien
- Vérifications métrologiques en fonction des besoins et du type d'appareil





DEROULEMENT - suite-

Les mises en service sont réalisées exclusivement sur les gammes d'équipements commercialisées par LABELIANS bioleader design, ce qui garantit la bonne maîtrise des appareils installés. Les vérifications métrologiques sont faites à votre demande, et selon vos besoins

ENCEINTES THERMOSTATIQUES

Pour les appareils critiques, mise en service avec cartographie COFRAC selon le fascicule FD X15-140.

Les besoins seront recueillis lors de la revue de contrat. En fonction des exigences, la prestation pourra être réalisée par LABELIANS smart service ou ses partenaires.

CENTRIFUGEUSES

Les besoins seront recueillis lors de la revue de contrat. Le contrôle de sécurité sera effectué au démarrage, selon le décret 2008-244. Selon les besoins, étalonnage COFRAC ou non, en temps et fréquence + mesure du maintien en température (contrôle de 3 vitesses, 1 temps et 1 température).

Possibilité d'effectuer spécifiquement un protocole d'installation et un protocole opérationnel sur demande.

PSM

Mise en service avec tests des fumigènes et calcul de répartition des débits d'air, test d'intégrité des filtres principaux et d'extraction, contrôle et paramétrage des alarmes.

HOTTES CHIMIQUES

Mise en service avec installation des filtres, programmation de la hotte, vérification des vitesses, tests des fumigènes, contrôle et paramétrage des alarmes.



DOCUMENTS RECUS A L'ISSUE DE L'INTERVENTION

Bon d'intervention signé par le client

Rapport de contrôle

Certificats de raccordement des étalons utilisés sur demande

