

SELECTION AGENCEMENT



LABELIANS
bioleader design



LABELIANS BIOLEADER DESIGN

LABELIANS bioleader design conçoit le design des laboratoires et offre l'assurance d'un aménagement durable. Il garantit le confort du poste de travail en intégrant l'ergonomie au centre de chaque projet.

L'équipe LABELIANS bioleader design



INSTRUMENTATION

Hotte chimique / PSM
Armoire +/-
Armoire de sécurité
Centrifugeuse
(...)



MOBILIER

Fauteuil de prélèvement
Tabouret
Siège technique
Desserte / Guéridon
(...)



AGENCEMENT

Salle de laboratoire
Salle de prélèvement
Vestiaire
Rayonnage
(...)

Depuis notre bureau d'études à Nemours (77), nous vous accompagnons sur chacun de vos projets et assurons la complémentarité des équipements proposés.



PRISE DE CONTACT



À vos côtés sur le terrain ou par téléphone, en métropole comme à l'étranger, nous détectons et répondons à toutes vos demandes de projet d'agencement.

CAHIER DES CHARGES



Recueil des exigences, maîtrise de l'environnement et du contexte du projet. Le cadre de travail est établi précisément et assure une proposition personnalisée.

FUTUR PROJET



Nous réalisons grâce à nos outils de conception des visuels ultraréalistes vous assurant une parfaite projection dans vos futurs espaces.

SUIVI DE CHANTIER



Planification - Livraison - Installation. Nous maintenons un lien fort entre vous et les équipes d'intervention garantissant ainsi la réussite de l'organisation.

PROJET DE A à Z



Présent à toutes les étapes, nous clôturons le projet avec la réception finale de votre agencement et nous nous assurons ainsi de votre entière satisfaction.



Découvrez comment nous accompagnons nos clients dans leurs projets





**NOS OUTILS POUR
RÉUSSIR
ENSEMBLE**

**PRISE DE MESURE - DESSIN CONCEPTION - PROJECTION
RÉALISATION - RÉCEPTION DE CHANTIER - SUIVI DE PROJET**

Plan 2D, rendu 3D réaliste, vidéo visite.

Support de présentation de projet, plan technique, guide d'installation...



VIDÉO DU PROJET



**L'EXPÉRIENCE
360°**

**MAÎTRISEZ VOTRE FUTUR ESPACE ET
GARANTISSEZ À VOTRE ÉQUIPE UN
NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL ADAPTÉ,
PERFORMANT ET DURABLE.**





PAILLASSES - 6

- 07 Les matériaux
- 08 - 09 Les paillasses simples
- 10 - 11 Les paillasses avec dossier
- 12 - 13 Les paillasses avec dossier tablette
- 14 - 18 Options
- 19 Composez votre paillasse



MEUBLES - 20

- 21 - 25 Les meubles sous paillasse
- 26 - 29 Les meubles suspendus
- 30 - 32 Les armoires
- 33 Le pont d'énergie
- 35 - 36 Module instrumentation



LAVERIE - 37

- 38 Les matériaux
- 39 Les cuves intégrées
- 40 Les dalles cuves
- 41 - 42 La robinetterie

PAILLASSES




LES MATÉRIAUX


F-R

Ép 28mm. Bonne résistance aux chocs, entretien simple et traité hydrofuge. Idéal pour bureau, support d'instrument et autres surfaces de dépose. Existe aussi en chant droit (S-R).

STRATIFIÉ POSTFORMÉ



VERRE ÉMAILLÉ




V-R

Ép 6 mm sur support mélaminé CTBH (hydrofuge) ép 22mm. Surface polie et non poreuse. Revêtement très résistant aux solvants et acides courants. Idéal pour les laboratoires de microbiologie. Revêtement très esthétique.


T-R

Ép 16 mm. Surface mate et non réfléchissante. Revêtement très résistant aux chocs et aux produits chimiques. Surface hygiénique sans accroche

TOPLAB +



GRÈS ÉTIRÉ




G-R

Ép 9,5 mm sur support mélaminé CTBH (hydrofuge) ép 22mm. Revêtement très résistant aux chocs thermiques et aux acides solvants. Idéal pour les laboratoires de chimie.

P-R

Matériau très résistant aux acides forts et aux solvants. Sa souplesse en fait un atout idéal pour les laveries et usage de verrerie. Très facile d'entretien.

POLYPROLPLÈNE



LES PAILLASSES



SIMPLE

DOSSERET

DOSSERET TABLETTE

LES + DES PAILLASSES

- ❖ **Ossature métallique** démontable par assemblage boulonné pour des ensembles extrêmement rigides, récupérables et **modulaires**.
- ❖ Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four à 200° pour une paillasse très résistante aux chocs, à l'aspect très esthétique et **simple d'entretien**.
- ❖ Vérins de réglage de niveau en polyéthylène qui s'adaptent aux sols irréguliers et garantissent une **parfaite stabilité** de la paillasse.
- ❖ Cache fluide en mélaminé hydrofuge CTBH (hydrofuge) agit en butée de meuble et masque les tuyaux, câbles et autres contraintes le long du mur.


LES PAILLASSES SIMPLES

LES RÉFÉRENCES



Référence	L	P	H
PS606_	600	600	900
PS607_	750	600	900
PS609_	900	600	900
PS612_	1200	600	900
PS615_	1500	600	900
PS618_	1800	600	900

P= 600 mm



Référence	L	P	H
PS706_	600	750	900
PS707_	750	750	900
PS709_	900	750	900
PS712_	1200	750	900
PS715_	1500	750	900
PS718_	1800	750	900

P= 750 mm



Référence	L	P	H
PS906_	600	900	900
PS907_	750	900	900
PS909_	900	900	900
PS912_	1200	900	900
PS915_	1500	900	900
PS918_	1800	900	900

P= 900 mm



J'obtiens ma référence précise !

Je remplace () par la référence du revêtement en page (...)

Ex : PS918V-R pour une paillasse en revêtement verre émaillé



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



LES PAILLASSES



SIMPLE

DOSSERET

DOSSERET TABLETTE

LES + DES PAILLASSES

- ❖ **Ossature métallique** démontable par assemblage boulonné pour des ensembles extrêmement rigides, récupérables et **modulaires**.
- ❖ Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four à 200° pour une paillasse très résistante aux chocs, à l'aspect très esthétique et **simple d'entretien**.
- ❖ Vérins de réglage de niveau en polyéthylène qui s'adaptent aux sols irréguliers et garantissent une **parfaite stabilité** de la paillasse.
- ❖ Cache fluide en mélaminé hydrofuge CTBH (hydrofuge) agit en butée de meuble et masque les tuyaux, câbles et autres contraintes le long du mur.
- ❖ Dossieret droit en mélaminé (hauteur 100mm ou 200mm).

LES PAILLASSES AVEC DOSSERET

LES RÉFÉRENCES




Référence	L	P	H
PSD606_	600	600/619	900
PSD607_	750	600/619	900
PSD609_	900	600/619	900
PSD612_	1200	600/619	900
PSD615_	1500	600/619	900
PSD618_	1800	600/619	900

P = 619 mm




Référence	L	P	H
PSD706_	600	750/769	900
PSD707_	750	750/769	900
PSD709_	900	750/769	900
PSD712_	1200	750/769	900
PSD715_	1500	750/769	900
PSD718_	1800	750/769	900

P = 769 mm



Référence	L	P	H
PSD906_	600	900/919	900
PSD907_	750	900/919	900
PSD909_	900	900/919	900
PSD912_	1200	900/919	900
PSD915_	1500	900/919	900
PSD918_	1800	900/919	900

P = 919 mm



J'obtiens ma référence précise !

Je remplace (L) par la référence du revêtement en page (...)

Ex : PSD918F-R pour une paille en revêtement stratifié postformé avec dossier



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



LES PAILLASSES



SIMPLE

DOSSERET

DOSSERET TABLETTE

LES + DES PAILLASSES

- ❖ **Ossature métallique** démontable par assemblage boulonné pour des ensembles extrêmement rigides, récupérables et **modulaires**.
- ❖ Revêtement Epoxy (poudrage électrostatique) cuit au four à 200° pour une paillasse très résistante aux chocs, à l'aspect très esthétique et **simple d'entretien**.
- ❖ Vérins de réglage de niveau en polyéthylène qui s'adaptent aux sols irréguliers et garantissent une **parfaite stabilité** de la paillasse.
- ❖ Cache fluide en mélaminé hydrofuge CTBH (hydrofuge) agit en butée de meuble et masque les tuyaux, câbles et autres contraintes le long du mur.
- ❖ Dossieret tablette hauteur 200mm largeur 160mm avec embout de finition en mélaminé.


LES PAILLASSES AVEC DOSSERET TABLETTE

LES RÉFÉRENCES




Référence	L	P	H
PSDT606_	600	590/750	900/1100
PSDT607_	750	590/750	900/1100
PSDT609_	900	590/750	900/1100
PSDT612_	1200	590/750	900/1100
PSDT615_	1500	590/750	900/1100
PSDT618_	1800	590/750	900/1100

P= 750 mm



Référence	L	P	H
PSDT706_	600	740/900	900/1100
PSDT707_	750	740/900	900/1100
PSDT709_	900	740/900	900/1100
PSDT712_	1200	740/900	900/1100
PSDT715_	1500	740/900	900/1100
PSDT718_	1800	740/900	900/1100

P= 900 mm



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !

J'obtiens ma référence précise !

Je remplace (..) par la référence du revêtement en page (...)

Ex : PSDT718T-R pour une pailleasse en revêtement Toplab+ avec dossier tablette

OPTIONS

Paillasse livrée montée

Besoin d'une seule paillasse ?
Économisez votre temps en optant pour la livraison d'une paillasse déjà assemblée en usine. Il ne vous restera alors plus qu'à régler les vérins afin de garantir une stabilité de travail.



Châssis mécano-soudé

Vos paillasses recevront de lourds automates ?
Assurez la résistance à la charge grâce au châssis mécano-soudé et procurez ainsi à votre équipement une extrême durabilité.



Angle arrondi

Sécurisez et facilitez les flux de circulation de votre laboratoire en intégrant les angles arrondis aux paillasses en verre émaillé.



Étagère de piétement

Conservez un entretien optimal de votre laboratoire et optez pour ces étagères de rangement entre piétement et limitez ainsi tout élément posé directement sur le sol.



OPTIONS

Robinet intégré

Vos futures paillasse seront dotées de dossier tablette ? Optimisez-les en y intégrant les robinets desservant les différents fluides et bénéficiez ainsi d'un espace de travail libre, simple à utiliser et nettoyer.



Prise intégrée

Les prises sont des éléments indispensables de nos laboratoires. Seules, par 2 ou 3, simples, RJ45 ou ondulées... Positionnez-les aux parfaits endroits dans votre dossier tablette et limitez ainsi les fils qui courent sur l'espace de travail.



Passé câble de paillasse

Une arrivée d'électricité sous la paillasse ? Conservez une gestion optimisée des arrivées d'électricité grâce au passé câble à insérer dans le plateau de la paillasse.



Crédence

Protégez votre mur des éclaboussures d'eau à proximité de votre laverie en positionnant une crédence en verre trempé devant le mur.



OPTIONS

Support pour unité centrale

L'unité centrale d'ordinateur est un élément volumineux et difficile à positionner ainsi qu'à nettoyer. Donnez-lui une place dédiée et conservez ainsi un espace de travail agréable et sain.



Support d'écran

Puisqu'il prend de la place sur la paillasse et qu'il est souvent trop bas, offrez à votre écran une nouvelle position et garantisiez-vous ainsi un plus grand espace de travail et une bien meilleure ergonomie du poste informatique.



Table à balance

Avec un plateau en granit de 70mm d'épaisseur, un cadre en tube en acier 30*30mm et 4 plots anti vibratiles, cette table à balance vous assure une véritable précision dans vos mesures.



Paillasse mobile

La paillasse mobile offre l'opportunité d'être déplacée très facilement grâce à ses roulettes dotées de freins et contribue à la dynamique de travail en place.



OPTIONS

Habillage de piétement

Apportez une finition optimale à votre paillasse en complétant le piétement par un habillage latéral.



Piétement de couleur

Personnalisez et organisez vos paillasses. Optez pour le RAL de votre choix et voyez le piétement de votre paillasse revêtir la couleur idéale.



Piétement de paillasse en L

Moins commun que le piétement en H, le piétement en L peut s'avérer être une solution intéressante selon les configurations des aménagements souhaités.



Bandeau de paillasse réduit

Nous avons développé un bandeau réduit permettant à vos éléments volumineux (hauteur entre 75 et 84 cm) de s'intégrer sous votre paillasse. Cet accessoire est judicieux aussi pour les postes de travail à position assise.



COMPOSEZ VOTRE PAILLASSE

Suivez les différentes étapes pour une paillasse ou un projet d'agencement adapté à vos besoins.

1 REVÊTEMENT

Choisissez le matériau adapté à votre usage

2 PIÉTEMENT

Harmonisez la future paillasse avec votre espace, déterminez sa configuration

3 OPTION

Optimisez et personnalisez votre espace de travail et gagnez en performance

4 LIVRAISON

Optez pour la meilleure solution de livraison de vos futurs éléments



EXEMPLES DE RÉALISATION



MEUBLES



LES MEUBLES DE LABORATOIRE



SOUS PAILLASSE

MEUBLE MURAL

ARMOIRE

LES + DES MEUBLES


- ❖ Caisson de meuble en mélaminé CTBH (hydrofuge) blanc 18mm avec chants PVC 2mm blanc.
- ❖ Façade en mélaminé blanc avec chants des façades PVC blanc.
- ❖ Poignées fil HAFELE de couleur grise avec porte étiquette non débordant de la paillasse.
- ❖ 4 roulettes pivotantes Ø 65mm (ht.95) dont 2 avec freins TENTE.
- ❖ Charnières 110° avec amortisseur de porte HAFELE.
- ❖ Étagère réglable sur taquets et crémaillère percée.
- ❖ Coulisse de type Blum Meta Box avec fermeture douce.

LES MEUBLES SOUS PAILLASSES

LES RÉFÉRENCES



MPO9-R




Meubles à portes

DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile = L - 40mm
 Profondeur utile = 460mm
 Hauteur utile = 2 x 290mm(étagère amovible)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MP06-R	Meuble à roulettes 1 porte	530	500	735
MP06A-R	Meuble à roulettes 1 porte	560	500	735
MP09-R	Meuble à roulettes 2 portes	830	500	735
MP09A-R	Meuble à roulettes 2 portes	860	500	735
MP12-R	Meuble à roulettes 2 portes	1130	500	735



MTP09-R



Meubles mixtes

DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile tiroir = L - 70mm
 Largeur utile porte = L - 40mm
 Profondeur utile tiroir = 430mm
 Profondeur utile porte = 460mm
 Hauteur utile tiroir = 100mm / 2 x 230mm portes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MTP06-R	Meuble à roulettes 1 porte	530	500	735
MTP06A-R	Meuble à roulettes 1 porte	560	500	735
MTP09-R	Meuble à roulettes 2 portes	830	500	735



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



LES MEUBLES SOUS PAILLASSES

LES RÉFÉRENCES




Meubles 2 tiroirs 1 bloc coulissant

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 70mm

Profondeur utile = 430mm

Hauteur utile = 100mm / 115mm / 275mm



M2T1C09-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
M2T1C06-R	Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 bloc coulissant	530	500	735
M2T1C06A-R	Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 bloc coulissant	560	500	735
M2T1C09-R	Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 bloc coulissant	830	500	735
M2T1C09A-R	Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 bloc coulissant	860	500	735
M2T1C12-R	Meuble à roulettes 2 tiroirs, 1 bloc coulissant	1130	500	735


Meubles 2 blocs coulissants

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 70mm

Profondeur utile = 430mm

Hauteur utile = 270mm / 280mm



M2TC09-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
M2TC06-R	Meuble à roulettes 2 blocs coulissants	530	500	735
M2TC06A-R	Meuble à roulettes 2 blocs coulissants	560	500	735
M2TC09-R	Meuble à roulettes 2 blocs coulissants	830	500	735
M2TC09A-R	Meuble à roulettes 2 blocs coulissants	860	500	735
M2TC12-R	Meuble à roulettes 2 blocs coulissants	1130	500	735



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !




LES MEUBLES SOUS PAILLASSES

LES RÉFÉRENCES



M3T09-R




Meubles 3 blocs coulissants

DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile = L - 70mm
 Profondeur utile = 430mm
 Hauteur utile = 155mm / 170mm / 170mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
M3T06-R	Meuble à roulettes 3 blocs coulissants	530	500	735
M3T06A-R	Meuble à roulettes 3 blocs coulissants	560	500	735
M3T09-R	Meuble à roulettes 3 blocs coulissants	830	500	735
M3T09A-R	Meuble à roulettes 3 blocs coulissants	860	500	735
M3T12-R	Meuble à roulettes 3 blocs coulissants	1130	500	735



M4T09-R



Meubles 4 tiroirs

DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile = L - 70mm
 Profondeur utile = 430mm
 Hauteur utile = 100mm / 115mm / 115mm / 115mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
M4T06-R	Meuble à roulettes 4 tiroirs	530	500	735
M4T06A-R	Meuble à roulettes 4 tiroirs	560	500	735
M4T09-R	Meuble à roulettes 4 tiroirs	830	500	735
M4T09A-R	Meuble à roulettes 4 tiroirs	860	500	735
M4T12-R	Meuble à roulettes 4 tiroirs	1130	500	735



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



LES MEUBLES SOUS PAILLASSES

LES RÉFÉRENCES


Meubles sous évier à portes

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 40mm

Profondeur utile = 460mm

Hauteur utile = NC



MSC09-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MSC06-R	Meuble à roulettes sous cuve 1 porte	530	500	735
MSC06A-R	Meuble à roulettes sous cuve 1 porte	560	500	735
MSC09-R	Meuble à roulettes sous cuve 2 portes	830	500	735
MSC09A-R	Meuble à roulettes sous cuve 2 portes	860	500	735
MSC12-R	Meuble à roulettes sous cuve 2 portes	1130	500	735
MSC14-R	Meuble à roulettes sous cuve 2 portes	1350	500	735
MSC15-R	Meuble à roulettes sous cuve 2 portes	1430	500	735




Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



Serrure sur porte / tiroir en option

LES MEUBLES SUSPENDUS



SOUS PAILLASSE

MEUBLES HAUTS


ARMOIRES

LES + DES MEUBLES


- ❖ Caisson de meuble en mélaminé CTBH (hydrofuge) blanc 18mm avec chants PVC 2mm blanc.
- ❖ Façade en mélaminé blanc avec chants des façades PVC blanc.
- ❖ Poignées fil HAFELE de couleur grise avec porte étiquette.
- ❖ Système d'accrochage mural avec réglage de niveau.
- ❖ Charnières 110° avec amortisseur de porte HAFELE.
- ❖ Étagère réglable sur taquets et crémaillère percée.
- ❖ Vitres coulissantes en verre trempé avec chemin de roulement.

LES MEUBLES SUSPENDUS

LES RÉFÉRENCES



MMP09-R



Meubles suspendus à portes


DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 40mm


Profondeur utile = 315mm

Hauteur utile = 2 x 290mm (étagère amovible)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MMP06-R	Meuble mural 1 porte	600	370	640
MMP09-R	Meuble mural 2 portes	900	370	640



MMV09-R



Meubles suspendus à vitres coulissantes

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 40mm

Profondeur utile = 300mm

Hauteur utile = 2 x 290mm (étagère amovible)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MMV09-R	Meuble mural 2 portes	900	350	640
MMV12-R	Meuble mural 2 portes	1200	350	640



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !

LES MEUBLES DOUBLE FACE

LES RÉFÉRENCES




Meubles double face pour paillasse centrales

DIMENSIONS UTILES


Largeur utile = L - 40mm

Profondeur utile = 315mm

Hauteur utile = 2 x 290mm (étagère amovible)



MDF009-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MDF009-R	Meuble double face ouvert à poser sur paillasse centrale	900	350	640
MDF012-R	Meuble double face ouvert à poser sur paillasse centrale	1200	350	640
MDF015-R*	Meuble double face ouvert à poser sur paillasse centrale	1500	350	640
MDF018-R*	Meuble double face ouvert à poser sur paillasse centrale	1800	350	640

*Séparation verticale au centre


Meubles double face à portes

DIMENSIONS UTILES


Largeur utile = L - 40mm

Profondeur utile = 350mm

Hauteur utile = 2 x 290mm (étagère amovible)



MDFP12-R




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MDFP09-R	Meuble double face à portes pleines à poser sur paillasse centrale	900	390	640
MDFP12-R	Meuble double face à portes pleines à poser sur paillasse centrale	1200	390	640
MDFP15-R*	Meuble double face à portes pleines à poser sur paillasse centrale	1500	390	640
MDFP18-R*	Meuble double face à portes pleines à poser sur paillasse centrale	1800	390	640

*Séparation verticale au centre


LES MEUBLES DOUBLE FACE

Positionnés sur îlot de pailles

LES RÉFÉRENCES



MDFV12-R



Meubles double face à vitres coulissantes

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 38mm

Profondeur utile = 320mm

Hauteur utile = 2 x 290mm (étagère amovible)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
MDFV09-R	Meuble double face à vitres coulissantes, à poser sur paille centrale	900	350	640
MDFV12-R	Meuble double face à vitres coulissantes, à poser sur paille centrale	1200	350	640
MDFV15-R*	Meuble double face à vitres coulissantes, à poser sur paille centrale	1500	350	640
MDFV18-R*	Meuble double face à vitres coulissantes, à poser sur paille centrale	1800	350	640

*Séparation verticale au centre




Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !



Serrure sur porte en option



LES ARMOIRES



SOUS PAILLASSE

MEUBLES HAUTS

ARMOIRES

LES + DES ARMOIRES


- ❖ Caisson de meuble en mélaminé CTBH (hydrofuge) blanc 18mm avec chants PVC 2mm blanc.
- ❖ Façade en mélaminé blanc avec chants des façades PVC blanc.
- ❖ Poignées fil HAFELE de couleur grise avec porte étiquette.
- ❖ Charnières 110° avec amortisseur de porte HAFELE.
- ❖ 5 Étagères réglables sur taquets et crémaillère percée.
- ❖ 1 Séparation verticale sur armoire longueur 1200mm.

LES ARMOIRES

LES RÉFÉRENCES



Armoires à portes battantes



DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile = L - 40mm
 Profondeur utile = 460mm
 Hauteur utile = 1830(hors étagères amovibles)


AP09-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
AP06-R	Armoire 1 porte battante	600	500	1970
AP09-R	Armoire 2 portes battantes	900	500	1970
AP12*-R	Armoire 2 portes battantes	1200	500	1970

*Séparation verticale au centre

Armoires à portes battantes vitrées



DIMENSIONS UTILES
 Largeur utile = L - 40mm
 Profondeur utile = 460mm
 Hauteur utile = 1830(hors étagères amovibles)

APV09-R



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
APV06-R	Armoire 1 porte battante avec oculus vitré	600	500	1970
APV09-R	Armoire 2 portes battantes avec oculus vitré	900	500	1970
APV12*-R	Armoire 2 portes battantes avec oculus vitré	1200	500	1970

*Séparation verticale au centre



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !

LES ARMOIRES



LES RÉFÉRENCES


Armoires à portes coulissantes

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = L - 40mm

Profondeur utile = 430mm


Hauteur utile = 1830(hors étagères amovibles)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
APC09-R	Armoire 2 portes coulissantes	900	480	1970
APC120-R *	Armoire 2 portes coulissantes	1200	480	1970

* Séparation verticale au centre

APC09-R




Armoires à colonnes coulissantes

DIMENSIONS UTILES

Largeur utile = 190mm par tiroir

Profondeur utile = 690mm par tiroir

Hauteur utile = Étagères réglables



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
ATV-R *	Armoire 2 colonnes coulissantes de 6 étagères avec bords relevés	500	750	1970

* Une étagère fixe, 5 réglables en hauteur

ATV-R



Serrure sur porte en option



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !





EXEMPLES DE RÉALISATION



LE PONT D'ÉNERGIE

Le pont d'énergie est une alternative originale et fonctionnelle au dosseret tablette habituel.

Destinée à se situer sur un îlot de paillasses, cette configuration a pour avantage de disposer d'une très grande profondeur de paillasse idéale pour des postes de travail face à face, tout en conservant un accès aux éventuelles prises et/ou robinets techniques positionnés selon les pratiques de votre laboratoire.



MODULE INSTRUMENTATION

Résoudre les problématiques que vous rencontrez dans votre laboratoire, c'est notre métier ! Nous savons que vous sélectionnez l'agencement de vos paillasse selon 3 critères :

ERGONOMIE

Améliorer la posture de manipulation. Limiter les TMS. Augmentation de l'efficacité du travail.


QUALITÉ

Résistance aux charges lourdes. Résistance aux chocs. Stabilité garantie.

ESTHÉTIQUE

Design épuré dans la continuité de notre gamme de paillasse.


MEUBETA Module étagère



Revêtement en verre émaillé.


Tablette 750*570mm

MEUBCO Module bloc coulissant



Bloc coulissant
685*600*470
(L*P*H)

4 roulettes dont 2 avec freins.




750 mm

750 mm

750 mm



MODULE INSTRUMENTATION



LAVERIES



LES MATERIAUX

GRÈS / CÉRAMIQUE

- Résistant aux rayures
 - Résistance aux alcalins à chaud
 - Résistance aux chocs thermiques
 - Matériau non poreux/très hygiénique
 - Résistance aux acides les plus agressifs
-

POLYPROPYLÈNE

- Matériau souple idéal pour nettoyage de verrerie
- Extrême résistance aux acides et à la corrosion
- Choix de la couleur (pour cuves encastrées)
- Possibilité de cuve très profonde
- Idéal industrie chimique

LES CUVES INTEGREES



POLYPROLÈNE ou GRÈS

150x300mm



300x300mm

450x450mm



450x600mm

**Polypropylène :
Coloris au choix**



Gris sable



Blanc



Noir



**Besoin d'une
configuration
différente ?
Contactez-nous !**



LES LAVERIES

Aussi appelée dalle cuve, la laverie bénéficie de dimensions souvent plus conséquentes que les cuves encastrées. De plus, elle a pour avantage de ne présenter aucun joint silicone directement autour de la cuve ce qui facilite son entretien et permet de conserver un espace propre. Positionnée sur un piétement similaire aux paillasse, son esthétique s'intègre parfaitement avec le reste du laboratoire. La laverie peut être complétée par un dossier ou bien par un dossier tablette dans lequel peut éventuellement être intégré le robinet/mitigeur afin de faciliter l'entretien.

POLYPROPYLÈNE

DIMENSIONS UTILES

400	Largeur
500	Profondeur
290	Hauteur



GRÈS / CÉRAMIQUE

DIMENSIONS UTILES

Largeur	450
Profondeur	450
Hauteur	220



LA ROBINETTERIE

Positionnée sur la paillasse ou fixée sur le dossier de tablette, mitigeur ou mélangeur, pour eau, gaz ou air, la gamme de robinetterie du laboratoire est très large. Il est important de sélectionner le bon robinet adapté à ses pratiques afin qu'il participe directement aux performances de l'espace de travail .

LES MÉLANGEURS



Coloris blanc
Optez pour un design épuré

**Mélangeur EF avec
commande fémorale**



Mélangeur EF (eau froide)



**Mélangeur EC EF
(eau chaude eau froide)**



LA ROBINETTERIE

LES MITIGEURS

**Mitigeur hospitalier
Commande au coude**



**Mitigeur bas (+ option
commande au coude)**



Mitigeur haut



**Mitigeur douchette
commande au coude**



Besoin d'une configuration sur-mesure ? Contactez-nous !


Nous proposons une large gamme de robinet adaptée à vos pratiques.
Eau déminéralisée, air comprimé, gaz technique ou bien gaz combustible...

MAIS ENCORE



LABELIANS

bioleader design



LABELIANS
experience

Contactez-nous pour ajuster votre projet à votre réalité !

Un projet d'aménagement en 3D ?

Envie de voir votre laboratoire en réalité virtuelle pour y stocker les éléments de votre choix afin de former et d'informer vos équipes ?

LABELIANS bioleader design a adapté la réalité augmentée et virtuelle au monde des laboratoires...

Cette technologie est désormais accessible à tous, les experts LABELIANS bioleader design vous accompagnent dans la découverte de la réalité augmentée et/ou virtuelle au sein même de votre laboratoire.



Téléchargez l'application LABELIANS experience et imaginez votre projet en réalité virtuelle et augmentée

 Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
 **Google Play**

L'OBJECTIF LABELIANS

100%
SATISFACTION
CLIENT



LEADER FRANÇAIS POUR L'ÉQUIPEMENT DES LABORATOIRES

Depuis 50 ans nous apportons aux laboratoires des solutions leur permettant d'accroître leur performance. Nos solutions s'articulent toujours autour d'équipements, de consommables ou d'éléments d'agencement et des services d'audit, de formation ou de métrologie qui lui sont associés.

Nous nous efforçons de travailler dans une grande proximité avec nos 45 experts qui accompagnent nos 7000 clients, chaque jour à travers la France et à l'international.

Nous nous appuyons sur une sélection exigeante de près de 350 partenaires fournisseurs, dont les articles sont stockés dans notre entrepôt de Pannes (45) de 30 000m². Cette supply chain robuste a démontré son efficacité auprès des laboratoires d'analyse médicale et est aussi à votre service.



Notre offre est premium -de qualité-, accessible, et en parfaite conformité réglementaire.

À VOTRE SERVICE

UN INTERLOCUTEUR ET TOUTE UNE ORGANISATION POUR VOUS SATISFAIRE À 100%



À VOTRE SERVICE LORSQUE VOUS DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

Un catalogue en ligne de 10 000 références de consommables, d'équipements, et d'instruments sélectionnés avec soin parmi les meilleurs acteurs de l'univers du laboratoire, sur labelians.fr
Une banque de documentation produit et réglementaire en ligne pour étayer vos choix
Une équipe d'experts disponibles à travers votre contact service client ou sur LinkedIn



À VOTRE SERVICE POUR VOS DEMANDES DE DEVIS

Une adresse : serviceclient@labelians.fr
Nous vous répondons en 24h



À VOTRE SERVICE POUR PASSER VOS COMMANDES

Par fax : 04 72 22 43 28
Par mail : serviceclient@labelians.fr
Par téléphone : 0800 970 724
Par interface EDI
Nous accusons réception de vos commandes sous 4h
A votre service pour toute la vie de vos équipements et instruments dans votre laboratoire
Une équipe de techniciens et métrologues mobilisables à travers votre contact service client
Prise de RDV sous 48h
Par mail: serviceclient@labelians.fr
Par téléphone: 0800 970 724



À VOTRE SERVICE POUR VOUS AUDITER, VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS FORMER

Une offre complète de services d'audit, d'accompagnement et de formation pour soutenir vos équipes et renforcer encore la qualité de vos résultats d'analyse d'échantillons.
Par mail : serviceclient@labelians.fr
Par téléphone : 0800 970 724



À VOTRE SERVICE POUR VOUS SATISFAIRE TOUJOURS MIEUX

Nous nous engageons à vous contacter dans les 48h pour toute réclamation ou question.
Nous mesurons votre satisfaction chaque mois. Il vous suffit de flasher ce QRcode :



**Vous êtes intéressé ?
CONSULTEZ -NOUS !**

Nous mettons à votre service notre offre et notre expertise

Nos équipes sont à votre service :

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en termes de normes.

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

- labelians.fr



LABELIANS
Groupe CML-ID