



**SIMPLIFIEZ VOS DIAGNOSTICS  
AVEC DES TROD FIABLES ET  
RAPIDES**

**—  
POUR UN PARCOURS PATIENT  
SANS DÉLAI**



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID

## ACCÉLÉREZ LA PRISE DE DÉCISION CLINIQUE POUR UN MEILLEUR PARCOURS DE SOINS GRÂCE AUX TESTS RAPIDES

Les tests rapides offrent des résultats en quelques minutes, contre plusieurs heures ou jours pour les tests de laboratoire classiques.

Ces solutions permettent aux médecins et équipes soignantes de :

- Prendre des décisions éclairées **rapidement** : ils peuvent débiter le traitement immédiatement ou orienter le patient vers le bon service.
- **Réduire l'attente des patients** : une réponse rapide améliore l'expérience patient et réduit les situations d'encombrement, notamment aux urgences.
- **Optimiser les ressources hospitalières** : en réduisant les temps d'attente, les TROD allègent la charge des laboratoires et optimisent les flux de patients.

Cette rapidité est particulièrement cruciale dans des contextes d'urgence ou en cas d'infections contagieuses, où chaque minute compte pour initier une prise en charge adéquate.



## DIFFÉRENTS FORMATS POUR PLUS D'ERGONOMIE



Cassette



Cup - Flacon de recueil avec test intégré pour urine



Cup pour selles



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID



Paramètre	Échantillon	Format	Spécificité	Sensibilité	Seuil de détection	Temps de lecture	Réf.	Unité de vente
hCG	Urine	Cassette	> 99.9%	> 99.9%	25mUI/ml	3 minutes	<b>TRHCG</b>	40
	Sérum Plasma Urine	Cassette			20mUI/ml 25mUI/ml	3 minutes pour l'urine 5 minutes sur le sérum, et le plasma	<b>TRHCGSPU</b>	40
pH vaginal	Fluide vaginal	Cassette	99%	95%	> 3,8	Immédiat	<b>TRPHVAGINAL</b>	40
Rupture de membrane	Fluide vaginal	Cassette	98%	98,1%	-	5 minutes	<b>TRIGFBP1</b>	25

Autres paramètres disponibles, nous consulter

## INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES



Paramètre	Échantillon	Format	Spécificité	Sensibilité	Temps de lecture	Réf.	Unité de vente
VIH Anticorps anti-VIH de types 1 et 2	Sang total Sérum Plasma	Cassette	100%	99,8%	10 minutes	<b>TRHIV</b>	25
Syphilis	Sang total Sérum Plasma	Cassette	99,4%	99,4%	60 minutes	<b>TRSYPHILIS</b>	25

Autres paramètres disponibles, nous consulter



# INFECTIONS, VIRUS, MALADIES



Paramètre	Échantillon	Format	Spécificité	Sensibilité	Temps de lecture	Réf.	Unité de vente
COVID-19	Prélèvement nasopharyngé	Cassette	99,9%	97,6%	15 minutes	<b>TRAGCOVID</b>	20
Dengue	Sang total Sérum Plasma	Cassette	97,8%	97,3%	10 minutes	<b>TRDENGUE</b>	25
Grippes A et B	Prélèvement nasopharyngé	Cassette	Grippe A : 98,9% Grippe B : 99,0%	Grippe A : 99,0% Grippe B : 97,7%	15 minutes	<b>TRGRIPPEAB</b>	20
Hépatite B	Sang total Sérum Plasma	Cassette	99,9%	99,9%	15 à 30 minutes	<b>TRHBSAG</b>	40
Hépatite C	Sang total Sérum Plasma	Cassette	100 %	100 %	10 minutes	<b>TRVHC</b>	40
Plasmodium falciparum circulant	Sang total	Cassette	>99,9%	98,9%	10 minutes	<b>TRPALU</b>	25
Tétanos	Sang total Sérum Plasma	Cassette	98,8%	98,6%	15 minutes	<b>TRTETANOS</b>	40
Virus respiratoire syncytial (VRS)	Prélèvement nasopharyngé	Cassette	98%	97,6%	15 minutes	<b>TRVRS</b>	20
Streptocoque A	Prélèvement oropharyngé	Cassette	97,7%	96,1%	5 minutes	<b>TRSTREPTOA</b>	20
Streptocoque B	Prélèvements vaginaux ou rectaux	Cassette	97,8%	95,1%	10 minutes	<b>TRSTREPTOB</b>	20
CRP	Sang total Sérum Plasma	Cassette	96,5%	98,4%	5 minutes	<b>TRCRP</b>	10
Sang occulte dans les selles	Selles	Cup	98,9%	98,6%	5 minutes	<b>TRFOBCU</b>	10
		Cassette	99,5%	95%	5 minutes	<b>TRFOB</b>	25
Clostridium difficile GDH Toxines A et B	Selles	Cassette	GDH : 95,5% Toxine A : 97,2% Toxine B : 96,6%	GDH : 95,1% Toxine A : 94,3% Toxine B : 91,8%	10 minutes	<b>TRCLOGSDHTOXAB</b>	10

Autres paramètres disponibles, nous consulter



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID



Paramètre	Échantillon	Seuil de détection	Format	Temps de lecture	Réf.	Unité de vente
Cannabis / Marijuana	Salive	50ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRCANNABIS</b>	25
THC	Urine	50ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRTHCU</b>	40
THC multiseuils	Urine	50ng/ml 150ng/ml 300ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRTHCMU</b>	25
Morphine	Urine	300ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRMOR300</b>	40
Amphétamine	Urine	1000ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRAMP1000</b>	40
MDMA	Urine	500ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRMDMA500</b>	40
<b>5 paramètres :</b> Amphétamine Opiacés Cocaïne Méthadone THC	Salive	AMP seuil 50ng/ml OPI seuil 40ng/ml COC seuil 20ng/ml MET seuil 50ng/ml THC seuil 15ng/ml	Cassette	5 minutes	<b>TRDROG5PS</b>	25
<b>6 paramètres :</b> THC Amphétamine Buprénorphine Cocaïne Méthamphétamine Morphine	Urine	THC (seuil 50ng/ml) AMP (seuil 300ng/ml) BUP (seuil 10ng/ml) COC (300ng/ml) MET (seuil 300ng/ml) MOP (seuil 300ng/ml)	Cassette	5 minutes	<b>TRDROG6PU</b>	25
			Cup	5 minutes	<b>TRDROG6PUCUP</b>	25
<b>11 paramètres :</b> THC Amphétamine Barbiturique Buprénorphine Cocaïne MDMA Méthadone Méthamphétamine Morphine TCA - antidépresseurs tricycliques	Urine	THC (seuil 50ng/ml) AMP (seuil 300ng/ml) BAR (seuil 300ng/ml) BUP (seuil 10ng/ml) COC (seuil 300ng/ml) MDMA (seuil 500ng/ml) MTD (seuil 300ng/ml) MET (seuil 300ng/ml) MOP (seuil 300ng/ml) TCA (seuil 1000ng/ml)	Cassette	5 minutes	<b>TRDROG11PU</b>	25
			Cup	5 minutes	<b>TRDROG11PUCUP</b>	25

Autres paramètres disponibles, nous consulter





## SERVICE CLIENTS

1, rue des Palis  
77140 NEMOURS  
Tél : 00 33 1 64 45 42 42

**FRANCE**

[serviceclient@labelians.fr](mailto:serviceclient@labelians.fr)

**EXPORT**

[export@labelians.fr](mailto:export@labelians.fr)

Une offre globale pour le laboratoire

*A highly comprehensive range for laboratories*



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID