



LABELIANS
Groupe CML-ID



OFFRE DE LANCEMENT

POMPES DE TRANSFERT LIQUIPORT

Vidanger en quelques minutes et sans effort les déchets liquides de vos automates

Tout automate génère des déchets liquides contaminés stockés dans des bidons de 5-10L positionnés sous l'appareil. Ces derniers doivent être vidangés tous les 3 jours à 1 semaine en fonction de l'activité du laboratoire.

La vidange se fait en général manuellement ce qui entraîne 2 problèmes majeurs :

- ◆ Bidons lourds
- ◆ Risque d'éclaboussures et donc de contamination

Avec les pompes **KNF**, ce n'est plus un problème !

+ produit

- ◆ Fonctionnement intuitif très simple
- ◆ Auto-amorçantes
- ◆ Protection IP65, protégées contre les projections d'eau
- ◆ Peu encombrantes, se rangent facilement



Pompe de transfert
LIQUIPORT

Réf.	Désignation	Cond. mini de vente	Tarif lancement HT
AG604408	La pompe de transfert LIQUIPORT 100 NF 100 KT.18S (débit de 0,2L/min à 1,3L/min) (tubing diamètre 8mm non inclus), poids 1kg Dimensions : L.130xp.99xh.177mm	1	561,00 €
NF300KT18S	La pompe de transfert LIQUIPORT 300 NF 300 KT.18S (débit de 0,5L/min à 3L/min) (tubing diamètre 12mm non inclus), poids 1,6kg Dimensions : L.160xp.104xh.188mm	1	714,00 €

0800 970 724 Service & appel gratuits

SERVICE CLIENTS
Email : serviceclient@labelians.fr

LABELIANS
Groupe CML-ID