

# PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Le tube de coagulation avec citrate de sodium 2ml de vide



Essayez-le,  
nous vous accompagnons !

- ◆ Durée de vie : 12 mois
- ◆ Permet une épargne sanguine
- ◆ Diminue le volume de D.A.S.R.I.



Pour bénéficier d'un test de tubes accompagné, contactez-nous !



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID

**0800 970 724**

Service & appel  
gratuits

[www.labelians.fr](http://www.labelians.fr)

**SERVICE CLIENTS**

Email : [serviceclient@labelians.fr](mailto:serviceclient@labelians.fr)