

FLACONS EN PEHD



Un savoir faire  LABELIANS
CEB factory

Large plage de volumes :

150ml à 2,7L

2 versions :

Non stérile :
cape BLANCHE ○

Stérile R (SAL 10-6) :
cape ROUGE ●
avec étiquette d'intégrité



2,7L

2L

1L

500ml

250ml

150ml

- ◆ Fermeture étanche : cape à vis auto-jointante
- ◆ Large ouverture (à partir du 500ml)
- ◆ Vissage rapide : 1 tour maximum
- ◆ Poignée de préhension pour les modèles 2L et 2,7L
- ◆ Flacons en polyéthylène (PEHD) naturel translucide

- ◆ Gradués dans la masse
- ◆ Traçabilité (lot et péremption) sur l'étiquette d'intégrité (version stérile)
- ◆ Usage unique



LABELIANS
Groupe CML-ID

Volume (ml)	Version	Couleur cape	Réf.	Unité de commande
150	non stérile	○ blanche	F150BN	300
	stérile	● rouge	F150RGS	
250	non stérile	○ blanche	F250BN	350
	stérile	● rouge	F250RGS	
500	non stérile	○ blanche	F500BN	105
	stérile	● rouge	F500RGS	
1000	non stérile	○ blanche	F1000BN	90
	stérile	● rouge	F1000RGS	
2000	non stérile	○ blanche	F2000BN	50
	stérile	● rouge	F2000RGS	
2700	non stérile	○ blanche	F2700BN	30
	stérile	● rouge	F2700RGS	

Existe également :

2 gammes spécifiques pour :

► Recueil
urinaire



► Prélèvement
d'eaux



Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

www.labelians.fr



LABELIANS
Groupe CML-ID