

TUBES A CENTRIFUGER myTube® CT

Une conception de haute
qualité pour vos applications de
centrifugation et de stockage
d'échantillons

ahn®

SANS
DNase

SANS
RNase

SANS
endotoxines

SANS
métaux
lourds

Autoclavable



-80°C

Ergonomie d'utilisation avec une grande zone d'écriture sur le tube
Bouchon à vis permettant **une fermeture et ouverture par une seule main avec le système ¾ de tour**







Graduations claires et précises pour une **vérification rapide** et simple du volume

Résistants aux centrifugations élevées :

- Tube à centrifuger de **15ml** : jusqu'à **17 000g**
- Tube à centrifuger de **50ml** : jusqu'à **20 000g**
- Tube à centrifuger de **50ml à jupe** : jusqu'à **7 000g**

Emballage : Rack en carton : impact environnemental limité
ou Sachets avec zip pour éviter la dispersion de tubes sur les paillasse



	Volume (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Stérile	Art.	Emballage	Minimum de commande
	15	120	Conique	-	TCA15V	Sachet de 25	500
				-	TCA15R	Rack de 25	500
				Oui 	TCA15VS	Sachet de 25	500
				-	TCA15RS	Rack de 25	500
	50	115	Conique	-	TCA50V	Sachet de 25	500
				-	TCA50R	Rack de 25	500
				Oui 	TCA50VS	Sachet de 25	500
				-	TCA50RS	Rack de 25	500
	50	115	A jupe (auto-stable)	-	TCA50JV	Sachet de 25	500
				Oui 	TCA50JVS	Sachet de 25	500

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel gratuits

serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

www.labelians.fr 



LABELIANS
Groupe CML-ID